

Reusable & Disposable

claricuff™

Mangos de Presión Sanguínea

Claricuff™ son mangos de presión sanguínea de incomparable calidad especialmente diseñados con los mejores y mas seguros materiales del mercado; así como manufacturados cuidadosamente para el cuidado de la salud del paciente.

Características:

- Claricuff™ viene en presentación dispensable (uso de un solo paciente) y reusable (para uso de varios pacientes).
- Claricuff™ está hecho bajo los estándares de la Asociación Americana del Corazón y la Asociación Americana de Instrumentos Médicos (AHA/AAMI).
- Claricuff™ tiene variedad de colores para facilitar la diferenciación en tamaños.
- Claricuff™ esta disponible en todas las tallas para cubrir las necesidades de cada paciente.
- Claricuff™ esta diseñado con los mejores materiales y bajo los mas rigurosos estándares de calidad.
- Claricuff™ no contiene látex, DEHP o PVC.



www.tapmedic.com

Mangos Reusable & Dispensable

Adaptadores:



Tornillo (DM)



Conector de Luer M. (ML)



Tuerca (MQ)



Conector de Luer H. (FL)




Bayoneta (HP)



Conector de Tuerca M. (MQML)



Bayoneta Metalica (MHP)



Macho & Hembra (MQMF)

| Descripción | Regular | Doble | Talla |
|---|----------------|----------------|----------|
| Claricuff™ Mango Reusable Infantes / Adaptando, 5/PZAS | RCNST0814xx-05 | RCNDT0814xx-05 | Talla 6 |
| Claricuff™ Mango Reusable Niño / Adaptando, 5/PZAS | RCNST1320xx-05 | RCNDT1320xx-05 | Talla 8 |
| Claricuff™ Mango Reusable Pequeño Adulto / Adaptando, 5/PZAS | RCNST1826xx-05 | RCNDT1826xx-05 | Talla 10 |
| Claricuff™ Mango Reusable Adulto / Adaptando, 5/PZAS | RCNST2635xx-05 | RCNDT2635xx-05 | Talla 12 |
| Claricuff™ Mango Reusable Adulto Largo / Adaptando, 5/PZAS | RCNST2938xx-05 | RCNDT2938xx-05 | Talla 13 |
| Claricuff™ Mango Reusable Grande Adulto / Adaptando, 5/PZAS | RCNST3242xx-05 | RCNDT3242xx-05 | Talla 14 |
| Claricuff™ Mango Reusable Grande Adulto Largo / Adaptando, 5/PZAS | RCNST3544xx-05 | RCNDT3544xx-05 | Talla 15 |
| Claricuff™ Mango Reusable Delgado / Adaptando, 5/PZAS | RCNST4250xx-05 | RCNDT4250xx-05 | Talla 16 |
| Descripción | Regular | Doble | Talla |
| Claricuff™ Mango Dispensable Infantes / Adaptando, 10/PZAS | CSST0814xx-10 | CSDT0814xx-10 | Talla 6 |
| Claricuff™ Mango Dispensable Niño / Adaptando, 10/PZAS | CSST1320xx-10 | CSDT1320xx-10 | Talla 8 |
| Claricuff™ Mango Dispensable Pequeño Adulto / Adaptando, 10/PZAS | CSST1826xx-10 | CSDT1826xx-10 | Talla 10 |
| Claricuff™ Mango Dispensable Adulto / Adaptando, 10/PZAS | CSST2635xx-10 | CSDT2635xx-10 | Talla 12 |
| Claricuff™ Mango Dispensable Adulto Largo / Adaptando, 10/PZAS | CSST2938xx-10 | CSDT2938xx-10 | Talla 13 |
| Claricuff™ Mango Dispensable Grande Adulto / Adaptando, 10/PZAS | CSST3242xx-10 | CSDT3242xx-10 | Talla 14 |
| Claricuff™ Mango Dispensable Grande Adulto Largo / Adaptando, 10/PZAS | CSST3544xx-10 | CSDT3544xx-10 | Talla 15 |
| Claricuff™ Mango Dispensable Delgado / Adaptando, 10/PZAS | CSST4250xx-10 | CSDT4250xx-10 | Talla 16 |

Para ordenar mangos para un monitor específico, especifique el sufijo apropiado al número del producto.



Claricuff™ Dispensable



Claricuff™ Reusable



Tapmedic LLC
9424 Baymeadows Rd, Suite 250
Jacksonville, FL 32256 USA
T +1 904-351-0244 F +1 904-351-0245
www.tapmedic.com | info@tapmedic.com