



clariflo™
lite

Infusor de Presiòn

Clariflo™ Lite

Diseñado para una rápida infusión de soluciones IV and y monitoreo de procedimientos de presión requerida.

Tapmedic es un proveedor de equipos y dispositivos médicos de alta calidad con gran variedad en productos para infusión de soluciones IV, diagnósticos NIBP, mangos de presión arterial y monitoreo, y el cuidado del paciente.



Tapmedic LLC
9428 Baymeadows Rd, Suite 502
Jacksonville, FL 32256 USA
T +1 904-351-0244 F +1 904-351-0245
www.tapmedic.com | info@tapmedic.com

Clariflo™ Lite Características

BENEFICIOS

Materiales de alta calidad

- Duradera, y de última generación bolsa de Nilón
- Costuras de alta resistencia para evitar goteos y filtraciones
- Productos de fácil y práctico manejo
- 100% garantizados por nuestro más estricto control de calidad

Productos de fácil uso

- Gancho de agarre integrado
- Práctica y cómoda pera de insuflación
- Anillo de enganche con suspensión extendida
- Material flexible que evita fracturas y bloqueos del fluido



Presentamos el Clariflo™ Lite: Simple, Económico, Eficaz.

El Clariflo™ Lite está diseñado para ofrecer lo esencial, lo que lo convierte en una opción más rentable para hospitales y clínicas. Con una bolsa de nylon blanca y duradera, ofrece un rendimiento fiable, siendo al mismo tiempo liviano y fácil de manejar. Diseñado para un solo paciente, el Clariflo™ Lite es completamente desechable, eliminando la necesidad de limpieza o reparaciones, lo que ahorra tiempo y recursos.

Con solo las características más esenciales incluidas, el Clariflo™ Lite ofrece una solución eficiente y asequible sin comprometer la calidad.



Manómetro de pistón

- Rango de presión 0-300ml Hg.
- Visibilidad del manómetro 360°.
- Válvula de purga para prevenir sobre insuflación.



Llave de paso de tres salidas

- Control preciso de la presión.
- Conveniente para manipular con una sola mano.

Nro. de pieza	Descripción	Cant. por caja
500PGSLT	Clariflo™ Lite - 500ml bolsa con manómetro de pistón y llave de paso	2x10/caja
1000PGSLT	Clariflo™ Lite - 1000ml bolsa con manómetro de pistón y llave de paso	2x10/caja